

ALCOOLÍMETRO
CDP – Consumer Design Products

CERTIFICADO

CERTIFICADO
ALCOOLÍMETRO

- 1 - Pressione ambas as extremidades do tubo para rasgar o selo de segurança.
- 2 - Respire fundo e expire o ar através de ambas as extremidades do tubo durante 10 segundos de cada lado.
- 3 - Após 2 minutos compare a cor da substância com a escala.

Escala 0,0%/ 0,2%/ 0,5%/ 0,8%

Caro cliente, obrigado por adquirir o nosso alcoolímetro; pode descarregar o manual de utilizador mais recente no seguinte link: <https://www.cdpsa.eu/manuales/>

Feito para C.D. Products S.A.
Polígono industrial P-29
28400 Collado Villalba - Madrid - Espanha
Tel. (+34) 91 849 91 61
Fax: (+34) 91 851 71 60
cdp@cdpsa.es
www.cdpsa.eu

Consumir de preferência dentro de 2 anos. Veja a marcação no recipiente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Notas gerais

O Alcotest é um alcoolímetro de uso único. Foi concebido para medir a concentração de álcool no hálito. Deteta a concentração de álcool no sangue em unidades mínimas de 0,2%*, ou seja uma concentração de álcool no hálito de 0,1 mg/l. O fabricante não é responsável pelo resultado ou pela fiabilidade do teste. O nível de álcool aumenta até cerca de uma hora após o consumo. Deve saber que menos de 0,2%* de álcool no sangue pode prejudicar a sua capacidade de conduzir, causando uma ameaça imediata à sua vida e saúde e um risco para outros condutores. A leitura da concentração de álcool não deve ser usada como prova, particularmente em qualquer procedimento para confirmar se está ou não intoxicado ou sob a influência de álcool. O utilizador do Alcotest é o único responsável pela interpretação dos resultados dos testes. O resultado do teste não deve ser utilizado para questionar os resultados dos testes realizados por agentes policiais. O fabricante não será responsável se a utilização do produto não estiver em conformidade com estas Instruções de Utilização.

Componentes

O Alcotest é constituído por um tubo de vidro, uma substância de medição - reagente, grânulos de absorção, folha de alumínio e duas tampas de proteção. Os componentes individuais do Alcotest podem representar um risco para a vida e a saúde. Se usado incorretamente, o tubo de vidro pode quebrar e causar cortes e outros itens podem ser engolidos. Coloque o Alcotest usado num recipiente adequado para resíduos. O Alcotest utilizado não representa qualquer risco para o ambiente de acordo com a Diretiva da União Europeia. Não deixe o Alcotest usado em qualquer lugar ao alcance de pessoas não autorizadas para a sua utilização.

Como usar o Alcotest

1. Pressione com força as tampas protetoras em ambas as extremidades do Alcotest para quebrar o selo de segurança. O alcoolímetro deve estar oco em ambas as extremidades.
2. Dependendo do modelo Alcotest, insira o tubo no balão. Se não houver balão, vá para o próximo passo.
3. Respire fundo e sopre o ar para dentro do tubo de vidro (duas vezes, durante cerca de 10 segundos). Se o alcoolímetro descartável incluir um balão, sopre o ar no tubo de vidro até que o balão esteja totalmente inflado.
4. Espere pelo menos 2 minutos. Se a cor na parte central do tubo mudar, significa que está sob a influência de álcool. Após 5 minutos, o resultado pode não ser fiável.
5. Compare a cor com a escala de cor da embalagem. Os resultados de comparação mais precisos são obtidos à luz do dia. Uma leitura Alcotest com um tom de cor de teste semelhante a 0,2 %* na escala de cores da embalagem indica que a concentração de álcool no sangue é igual ou superior a 0,2 %*.

Precauções

- Mantenha o Alcotest fora do alcance das crianças.
- É proibido remover a substância medida do Alcotest.
- Recomenda-se não beber qualquer líquido com álcool antes de usar o Alcotest, porque os vapores desse líquido podem afetar o resultado.
- Evitar o contacto direto da substância medida com os olhos e a pele.
- Não inalar ou engolir a substância medida.
- Não atirar o Alcoteste para o fogo.
- Se a substância medida entrar em contacto com os olhos, lave-os com água em abundância, mantendo as pálpebras bem abertas e chame imediatamente um médico. Também é recomendável consultar o seu oftalmologista.
- Em caso de contacto da substância de medição com a pele, lavar a área afetada com água abundante. Em caso de reações cutâneas (vermelhidão, erupção cutânea, reações alérgicas ou feridas), procurar ajuda médica imediata. Também é recomendado consultar um dermatologista.
- Se a substância medida for ingerida, beber muita água. Não induzir o vômito. Chame um médico imediatamente.
- Se a substância medida for inalada, respirar ar fresco. Consulte um médico se necessário.

Contém ácido sulfúrico e ácido fosfórico.

- Proteja o Alcotest da luz solar e das altas temperaturas.
- Guarde o Alcotest num local seco e seguro, fora do alcance das crianças.

Made in Europe



Transcom



TransCom
INTERNATIONAL
Calibration Laboratory of breath analyzer

NF X 20-702
Test Report No.: 3/12/2014

PROVEN ACCURACY OF 100%
NF X 20-702

PROVEN ACCURACY OF 96%
NF X 20-702

PROVEN ACCURACY OF 98,6%
NF X 20-702

SAFE TO YOUR HEALTH
(NO POTASSIUM DICHROMATE)

1 Push the two ends of the tube by pressing strongly to break the security foil.

2 Take a deep breath and exhale in to the any side of the tube 10s.

3 After 2 minutes compare the colour of substance with the scale.